
DicomStrong Series



DicomStrong GateWay

内視鏡、超音波画像のDICOM変換・送信装置

- ●内視鏡/超音波装置と接続し、取得した画像をDICOM変換し、サーバ送信します。
- ●MWMサーバ、カードリーダ、バーコードなど様々方式で患者情報を取得できます。
- ●取得した患者情報をオリンパス内視鏡に送信します。
- ●アナログ画像信号とデジタル画像信号に対応できます。
- ●取得した画像はすべて保管し、画像サーバに接続できない場合、検索/再送できます。



DicomStrong PDIServer

DICOM PDIサービスシステム

- ●簡単な操作でPDIを連続発行できます。
- ●CDとDVDの発行をデータ容量で自動切り替えします。
- ●人間ドッグ、通常検査、臨床画像提供用など用途毎にPDIを発行できます。
- ●レポートシステムと連携し、検査レポートを含むPDIが自動で作成できます。
- ●CDとDVDに書き込むデザインや差し替え印刷する項目(患者ID、患者名など)の情報を自由に変更できます。
- ●PDIにHTMLの検査リストとWEBビューアを追加します。







bitstrong

株式会社ビットストロング 画像営業部

e-Mail:imaging@bitstrong.com

TEL:03-5822-5344 FAX:03-5687-8355

URL: http://www.bitstrong.com

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-27-1 大洋ビル5階502・503号室

DicomStrong QA Station

検像システム


- ●院内の各種診断装置、MWMサーバ、画像サーバと容易に接続ができます。
- ●検査画像の修正、統合、分割が簡単な操作で可能です。
- ●院内の各種診断装置から受信した画像を複数の画像サーバに自動転送します。
- ●簡単な操作で、画像の並び順を変更できます。



DicomStrong ViewiT

DICOM画像ビューア

- ●小規模/中規模の施設を対象とし、格安価格で提供できます。
- ●CT、CR、ES、US、XA、MRI等様々なDICOM画像に対応できます。
- ●ワークリストとビューアが独立した構造の為、複数の検査画像 を同時に表示できます。
- ●ユーザ毎の各種設定によって、一連の業務を簡単な操作で 実行できます。
- DICOM画像ビューアとして、必要な機能を完備しています。
- ●PDIServerと連携し、レポートを含むPDIが自動で作成できます。



DicomStrong ScanEasy

各種画像を取り込み・画像サーバ送信システム

- ●患者が持ち込んだ他院のCD(PDI)を取り込み、当院の患者情報に置き換えます。
- ●集団検診したDVDを取り込み、患者情報を一括置き換えします。
- ●眼底カメラやデジカメで撮影した患者の患部画像などをDICOM画像変換します。
- ●解析レポートをJPEGに変換し、検査画像に新たなシリーズとして追加できます。
- ●作成した画像を正/副のサーバに一括送信します。
- ●MWMサーバと接続し、患者情報を取得できます。



| **o** bitstrong|

株式会社ビットストロング 画像営業部

e-Mail:imaging@bitstrong.com

TEL:03-5822-5344 FAX:03-5687-8355

URL: http://www.bitstrong.com

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-27-1 大洋ビル5階502・503号室

DicomStrong Report IT

検査レポート作成システム

- ●データベース機能に関するライセンス料が無料です。
- ●小規模の施設を対象とし、格安価格で提供できます。
- ●単な操作で登録済みの定型文で容易にレポートが作成できます。
- ●PDIServerと連携し、レポートを含むPDIが自動で作成できます。



DicomStrong FatAnalysis

体脂肪解析オプションソフトウェア

- ●腹部CT画像を解析し、皮下脂肪と内臓脂肪面積を算出します。
- ●規体表を抽出し、ウエスト周囲径を測定できます。
- ●多種多様なデザインのHTMLレポートを生成できます。
- ●PDIServerと連携し、レポートを含むPDIが自動で作成できます。

