

DicomStrong GateWay

内視鏡、超音波画像のDICOM変換・送信装置

- 内視鏡／超音波装置と接続し、取得した画像をDICOM変換し、サーバ送信します。
- MWMサーバ、カードリーダー、バーコードなど様々方式で患者情報を取得できます。
- 取得した患者情報をオリンパス内視鏡に送信し送信します。
- アナログ画像信号とデジタル画像信号に対応できます。
- 取得した画像はすべて保管し、画像サーバに接続できない場合、検索／再送できます。



DicomStrong PDI Station

DICOM PDIステーション

- 簡単な操作でPDIを連続発行できます。
- CDとDVDの発行をデータ容量で自動切り替えます。
- 人間ドッグ、通常検査、臨床画像提供用など用途毎にPDIを発行できます。
- レポートシステムと連携し、検査レポートを含むPDIが自動で作成できます。
- CDとDVDに書き込むデザインや差し替え印刷する項目(患者ID、患者名など)の情報を自由に変更できます。
- PDIにHTMLの検査リストとWEBビューアを追加します。



株式会社ビットストロング 画像営業部
 e-Mail: imaging@bitstrong.com
 TEL: 03-5822-5344 FAX: 03-5687-8355
 URL: <http://www.bitstrong.com>
 〒101-0025
 東京都千代田区神田佐久間町3-27-1 大洋ビル5階502・503号室

DicomStrong QA Station

検像システム


- 院内の各種診断装置、MWMサーバ、画像サーバと容易に接続ができます。
- 検査画像の修正、統合、分割が簡単な操作で可能です。
- 院内の各種診断装置から受信した画像を複数の画像サーバに自動転送します。
- 簡単な操作で、画像の並び順を変更できます。



DicomStrong Viewer

DICOM画像ビューア

- 小規模／中規模の施設を対象とし、格安価格で提供できます。
- CT、CR、ES、US、XA、MRI等様々なDICOM画像に対応できます。
- ワークリストとビューアが独立した構造の為、複数の検査画像を同時に表示できます。
- ユーザ毎の各種設定によって、一連の業務を簡単な操作で実行できます。
- DICOM画像ビューアとして、必要な機能を完備しています。
- PDI Serverと連携し、レポートを含むPDIが自動で作成できます。



DicomStrong MWM Server

MWM ワークリストサーバ

- データベース機能に関するライセンス料が無料です。
- 小規模の施設を対象とし、格安価格で提供できます。
- 単な操作で登録済みの定型文で容易にレポートが作成できます。
- PDI Serverと連携し、レポートを含むPDIが自動で作成できます。



DicomStrong ImportStation

各種画像を取り込み・画像サーバ送信システム


- 患者が持ち込んだ他院のCD (PDI) を取り込み、当院の患者情報に置き換えます。
- 集団検診したDVDを取り込み、患者情報を一括置き換えます。
- 眼底カメラやデジカメで撮影した患者の患部画像などをDICOM画像変換します。
- 解析レポートをJPEGに変換し、検査画像に新たなシリーズとして追加できます。
- 作成した画像を正／副のサーバに一括送信します。
- MWMサーバと接続し、患者情報を取得できます。



DicomStrong FatAnalysis

体脂肪解析オプションソフトウェア

- 腹部CT画像を解析し、皮下脂肪と内臓脂肪面積を算出します。
- 規体表を抽出し、ウエスト周囲径を測定できます。
- 多種多様なデザインのHTMLレポートを生成できます。
- PDI Serverと連携し、レポートを含むPDIが自動で作成できます。



株式会社ビットストロング 画像営業部

e-Mail: imaging@bitstrong.com

TEL: 03-5822-5344 FAX: 03-5687-8355

URL: <http://www.bitstrong.com>

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-27-1 大洋ビル5階502・503号室