


DicomStrong Import Station

製品説明 (画像変換・送信)

本製品は、DICOM 画像または JPEG などその他画像の取り込みを支援します。

CD またはハードディスクに格納された画像を取り込み、ACC 番号を付加し、正/副 PACS サーバに登録します。



特徴

- 簡単な操作で他院の画像 (PDI) を取り込み、MWM サーバから検索した当院の患者情報に置き換えることができます。
- 簡単な操作で企業検診画像 (DVD) を取り込み、予めの設定に従った当院の検診情報に一括置き換えることができます。
- JPEG などの画像を取り込み、MWM サーバから検索した患者情報を付加し、当該検査画像の別シリーズとして、追加できます。
- 取り込んだ画像を正/副の画像サーバに転送できます。

開発元・販売店



株式会社ビットストロング 画像営業部

e-Mail: imaging@bitstrong.com

TEL: 03-5822-5344 FAX: 03-5687-8355

URL: <http://www.bitstrong.com>

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町 3-27-1 大洋ビル 5階 502・503号室

